

# AED(オートショック式)の使い方



- 1 フタを開けると自動的に電源が入り、音声ガイドと画面表示が始まります。



- 2 音声ガイドと画面表示に従い、電極パッドを胸に貼ります。



- 3 自動的に心電図の解析が始まります。  
電気ショックが必要な場合は自動的におこなわれます。  
(体から離れてください)  
※オートショック式ではないAEDの場合は、ショックボタンを押してください。

救急隊等に引き継ぐまで心肺蘇生を続けましょう！

