

市川市 120

このAEDは **自動で電気ショック** をおこないます

NIHON KOHDEN
cardiolife
AED

Instruction Display
AED-3250

AUTO SHOCK
オートショック

AEDは救命のための医療機器です。AEDを使用する際は、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消費期限の表示を確認し、日頃から点検することが大切です。

AEDは毎日セルフテストを行います。セルフテストの結果をステータスインジケータで確認してください。

使用可能	
使用可能	使用可能
要確認	要確認

※ 緊急時、救急車の到着前は、AEDのボタンを押し続け、指示に従って電気ショックを行います。

※ 緊急時、救急車の到着前は、AEDのボタンを押し続け、指示に従って電気ショックを行います。

※ 緊急時、救急車の到着前は、AEDのボタンを押し続け、指示に従って電気ショックを行います。

